

Kit de Implantación Danis

Endoprótesis SX-ELLA Danis



Danis



Endoprótesis extraíble para detener hemorragia aguda por varices esofágicas

Implantación sencilla sin necesidad de endoscopia / Control de Rayos X

Hemostasia segura a través de la compresión directa de las várices

Ingestión oral mantenida desde el momento de la implantación



Descripción básica

Kit de Implantación con la endoprótesis SX-ELLA Danis

Endoprótesis autoexpandible de nitinol, precargada en el sistema de implantación listo-para-utilizar
Kit de implantación completo incluye todos los requisitos para la implantación

Indicaciones

La hemorragia aguda por varices esofágicas

Contraindicaciones

Estenosis esofágicas
Radioterapia reciente del esófago
Tumores del tracto respiratorio superior, el esófago o el estómago
Hemorragia del tracto gastrointestinal superior debido a otras causas (p. ej. la perforación)

Características / Beneficios

- ✓ El tejido de la endoprótesis se ajusta a la peristalsis esofágica / Grado de migración reducido
- ✓ La compresión de las varices da como resultado una hemostasia eficaz
- ✓ Extremos atraumáticos
- ✓ Marcadores radiopacos en ambos extremos y en el medio de la endoprótesis / Precisa colocación de la endoprótesis
- ✓ Lazada de recuperación de aleación de calidad médica en el extremo proximal de la endoprótesis / Alta durabilidad mecánica y ácido-resistencia
- ✓ Fácil extracción endoscópica después de 7 días

Beneficios del método



- ✓ Implantación fácil sin endoscopia / Control de Rayos-X también en las situaciones de emergencia
- ✓ El paciente puede seguir una dieta oral después de la implantación

Descripción adicional

Kit de implantación Danis (019-08S-25-135) consiste en un estuche plástico que contiene todos los requisitos para la implantación de la endoprótesis: La endoprótesis incluida en el sistema de implantación, la guía, jeringas de plástico, abrebocas, los guantes, secreción salival, bolsa para desechos, guantes estériles

Kit de implantación Danis básico (019-08S-25-135-B) consiste en: La endoprótesis incluida en el sistema de implantación, la guía, jeringa de plástico de 50 ml

Sistema de implantación 9.4 mm (28 F) / 6.6 mm (20 F) disponible en una longitud estándar de 60 cm



Medidas disponibles

REF No.	SX-ELLA Endoprótesis Danis			Sistema de implantación	
	Diámetro de los extremos de la endoprótesis [mm]	Diámetro del cuerpo de la endoprótesis [mm]	Longitud nominal [mm]	Longitud activa [cm]	Diámetro externo [F]
019-08S-25-135	30	25	135	60	28 / 20
019-08S-25-135-B	30	25	135	60	28 / 20

Distribuidor:

Manufacturero:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504, 500 06 Hradec Kralove
La República Checa

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu