

CYBER·HO

Q U A N T A
MAGNETO
T E C H N O L O G Y

Quanta System

LA POTENCIA DEL HOLMIO CON LA PULVERIZACIÓN DEL TFL

Cyber Ho con Quanta Magneto Technology es el último avance en urología, que combina la potencia del Holmio con la gran capacidad de pulverización del TFL en un sistema láser "todo-en-uno", ofreciendo una eficacia y flexibilidad excepcionales, permitiendo a los cirujanos afrontar con seguridad sus retos diarios.

QUANTA MAGNETO TECHNOLOGY

El primer láser de holmio capaz de domar la potencia pico del holmio, convirtiéndola en una duración de pulso mucho más larga que proporciona la pulverización superior del TFL.



MAGNETO FOR LITHOTRIPSY

Esta exclusiva tecnología **reduce aún más la retropulsión**, manteniendo el cálculo estable durante todo el proceso. Esto se traduce en un procedimiento más eficaz para pacientes y profesionales de la salud.



Las características de este modo de emisión **reducen el tamaño de los fragmentos** y facilitan la extracción y expulsión de los cálculos evitando o disminuyendo el uso de la canastilla.



Cyber Ho Magneto mantiene los ajustes estándar de alta potencia pico útiles para popcorning, fragmentación de cálculos grandes o duros, PCNL y HoLEP.



TEJIDOS BLANDOS Y CYBER HO

Cyber Ho proporciona la optimización de los resultados en procedimientos donde se requiere la máxima precisión y capacidad de hemostasia.



MAGNETO TODO-EN-UNO

Un sistema completo que satisface la amplia gama de necesidades de la urología moderna, proporcionando múltiples combinaciones de ajustes, lo que lo convierte en la solución ideal para todos los procedimientos endourológicos.



PELIGRO - RADIACIÓN LÁSER VISIBLE E INVISIBLE

Evite la exposición de la piel y de los ojos a la radiación directa o dispersa | Producto láser: Clase 4 | Haz de puntería: Clase 3R

